



TTC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTC

Hotline: 0977.874.985

VPĐD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN Scout Pro SPS2001F

Khởi động cân.

- Kiểm tra khóa cân ở phía dưới bàn cân đang ở trạng thái khóa hay mở. nếu ở trạng thái khóa thì cần được mở ra trước khi khởi động cân.
- Kiểm tra độ cân bằng của cân bằng giọt nước trên cân.
- Cắm đúng nguồn Adapter 12V của cân.
- Ấn phím on/ zero/ off trong 1 giây -> màn hình hiển thị -> sau đó giá trị trở về 0.00, cân sẵn sàng hoạt động.
- Cân sẵn sàng sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng của cân.

Cân thường: bắt đầu với cân bật On -> ấn On/ zero hiện 0.00 g -> đặt vật cần cân lên (ví dụ 50.00 g) -> cân hiện dấu hiệu ổn định (*) -> đọc 50.00 g

Cân trừ bì: muốn trừ bì đặt bì lên cân rồi ấn On/ zero -> giá trị đọc trở về 0.00 g (đã trừ bì) -> cân như bình thường.

Cân đếm: cân đếm chỉ khởi động khi trong menu Unit, PC được bật ON. Cân đếm thường: ấn và giữ Print cho đến khi hiển thị Unit^{PC} -> Clr APw (xóa trọng lượng vật trung bình) -> ấn On/ zero -> hiện set 5 -> ấn Print để chọn số vật ấn định là 10, 20, hoặc 50 -> đặt 50 vật vào -> ấn On/ zero -> sau đó thêm vật vào, cân sẽ tự đếm số lượng.

Để lấy mẫu đếm cho sản phẩm khác, bấm và giữ phím print/unit màn hình hiển thị CLr.APu để xóa mẫu cũ và lấy lại mẫu mới.

Để quay lại chương trình cân bình thường ấn giữ phím print/unit để chuyển về đơn vị g

Cân phần trăm: Cân phần trăm chỉ khởi động khi trong menu UNIT, Percent được bật ON. Bắt đầu với cân thường hiện 0.00 g -> ấn và giữ cho đến khi % xuất hiện -> sau đó Clr.ref xuất hiện -> ấn On/ zero -> Put.ref xuất hiện -> đặt trọng lượng so sánh (ví dụ 100.00 g)-> ấn On/ zero -> hiện 100% nhắc khối lượng so sánh ra, đặt khối lượng cần cân vào, màn hình sẽ hiển thị bằng phần trăm khối lượng cần cân so với khối lượng so sánh ban đầu.

Để lấy mẫu phần trăm cho sản phẩm khác, bấm và giữ phím print/unit màn hình hiển thị Clr.rEF để xóa mẫu cũ và lấy lại mẫu mới.

Để quay trở lại chương trình cân thông thường ấn và giữ phím print/unit chuyển về đơn vị g.

Cân tổng (cân cộng dồn). Cân tổng chỉ khởi động khi trong menu UNIT, t được bật ON. Khi cân ở trạng thái 0.0 bấm phím print/ uint 1 giây để khởi động chương trình cân tổng, ở góc màn hình hiển thị đơn vị và chữ t nhấp nháy báo cân đang ở chế độ cân tổng. Đặt vật lên cân mã 1 bấm phím



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPĐD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

print/unit để lưu. Hạ vật xuống và cân mã 2, bấm phím print/unit để lưu và cộng tổng mã 1 mã 2....

Để xóa bộ nhớ cân tổng bấm và giữ phím on/zero trong 3 giây cân sẽ tắt chương trình cân tổng và quay về chương trình cân thông thường.

Trên đây là tóm tắt hướng dẫn sử dụng cân Scout Pro SPS202F, nếu có điều gì chưa rõ hoặc cần tìm hiểu chi tiết hơn, đề nghị khách hàng xem quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh kèm theo máy.

Hiệu chuẩn lại cân. Bấm giữ phím on/off lúc khởi động cân đến khi màn hình hiển thị chữ C.a.l bấm on/off màn hình hiển thị Cal. Bấm phím on/off màn hình hiển thị -C- (chú ý ko có tải trên đĩa cân) rồi chuyển sang số 200 nháy liên tục. Đặt quả 200g lên trên đĩa cân rồi bấm phím on/off màn hình dừng lại 200 rồi chuyển sang -C- và Done. Bỏ quả 200g ra màn hình khởi động lại.